

FREE &  
EASY



**HANDZENTRIFUGE**

***Hettich***  
ZENTRIFUGEN

# Handzentrifuge

## Wartungsfreie, stromunabhängige Handzentrifuge

Die flexible, handliche Zentrifuge lässt sich mit einer Klemmvorrichtung einfach an jeder Tischplatte befestigen und ohne Strom betreiben. Durch ihr selbstschmierendes Getriebe ist sie praktisch wartungsfrei.

Zwei Rotoren stehen zur Auswahl.

In Rotor Nr. **1014** lassen sich konische 15 ml Röhrchen auf 1.300 RCF beschleunigen.

Rotor Nr. **1025** nimmt darüber hinaus zahlreiche gängige Probenröhrchen, auch mit Rundboden, bis 15 ml auf. Max. Länge der Röhrchen: 125 mm, max. Durchmesser: 17 mm. Max. RCF: 1.076



abgebildet mit Rotor Nr. 1014

abgebildet mit Rotor Nr. 1025

## ROTOREN

	4-fach	4-fach
max. Kapazität	4 x 15 ml (konisch)	4 x 15 ml
max. RPM	3.000 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>
max. RCF	1.300	1.076
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1014</b>	<b>1025</b>

## HANDZENTRIFUGE

Handzentrifuge, ohne Rotor	
Maße (H x B x T) in mm	285 x 140 x 175
Gewicht	ca. 0,9 kg
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1011</b>