

KLEINAUTOKLAV

KL und TKL Serie



KL - Serie

TKL – MCS - Serie



KL – Serie Edelstahl rostfrei

für die Sterilisation im gespannten Dampf und Wasser.
Ausgerüstet mit Manometer, Thermometer, Sicherheitsventil,
Pfeifventil und Dampfdruckreguliertventil

Art. – Nr.:	Typ:	Außenmaß D x H mm	Innenmaß D x H mm	Nutzhalt Liter	Gewicht Kg	Max. Druck bar	Max. Temp. °C
01006	KL- 5-3	330 x 230	220 x 140	5	2,5	3	143
01007	KL- 5-4	330 x 230	220 x 140	5	2,5	4	151
01008	KL- 7-3	330 x 280	220 x 195	7	2,7	3	143
01009	KL- 7-4	330 x 280	220 x 195	7	2,7	4	151
01010	KL-12-3	390 x 330	260 x 225	12	3,7	2,5	138

TKL – MCS Serie Kammer : Edelstahl rostfrei

für die Sterilisation im gespannten Dampf und Wasser
Ausgestattet mit, Manometer, Sicherheitsventil, Ablassventil,
elektrischer Beheizung und Mikrocomputer-
für Zeit und Temperatur Steuerung über PT-100 Fühler
(Frei wählbar von 0 – 143/151°C und von 1min bis 100 Std.)
230 Volt / 1500 bis 2000 Watt.

Art. – Nr.:	Typ:	Außenmaß B x T x H mm	Nutzhalt Liter	Gewicht Kg	Max Druck bar	Max. Temp. °C
01011	TKL-MCS-53	355x440x310	5	12	3	143
01012	TKL-MCS-54	355x440x310	5	12	4	151
01013	TKL-MCS-73	355x440x430	7	15,2	3	143
01014	TKL-MCS-74	355x440x430	7	15,2	4	151
01015	TKL-MCS- 123	415x480x420	12	17,7	2,5	138