

## Zubehörteile für Kleinautoklaven



EA



A 17

		Artikel Nummer
A-17	Siebboden Durchmesser 17 x 3 cm mit Lochung und Griffloch , Alu eloxiert	02020
A 20	Siebboden Durchmesser 20 x 2 cm mit Lochung und Griffloch, Alu eloxiert	02021
K 5	Siebkorb Durchmesser 16 x 12,5 cm Edelstahl rostfrei für 5 Liter Autoklav	02022
K 7	Siebkorb Durchmesser 16 x 16 cm Edelstahl rostfrei für 7 Liter Autoklav	02023
K 12	Siebkorb Durchmesser 20 x 18,5 cm Edelstahl rostfrei für 12Liter Autoklav	02024
R 37	Reagenzglaseinsatz Durchmesser 16 x 17 cm für 37 Gläser im 7 und 12 Liter Autoklav verwendbar	02025
EA	Automatikkocher 230Volt 1500 Watt stufenlos regelbar für alle KL Modelle	02002
KB	Kondensatbehälter nebenstehend für alle KL und TKL-Modelle verwendbar	02013
Medienfühler	Flexibler PT 100 Fühler für Flüssigkeiten ( bei eingeschaltetem Medienfühler wird eine Vor und Nachwärmtemperatur von 60°C gehalten nur für TKL-Serie)	04001
RS 232	Schnittstelle zur Aufzeichnung von Temperatur +( Medientemperatur) und Zeit auf einem PC. Nur bei TKL-Serie verwendbar	04006

Siebkorb



Reagenzglaseinsatz



**Adolf Wolf**  
**SANOclav**  
**Robert Bosch Straße 13**

**73337 BAD ÜBERKINGEN - HAUSEN**

**Tel.-Nr.: 07334 / 96230**

**Fax Nr.: 07334 / 962312**

**Mail: wolf-sanoclav-macryl@t-online.de**