

LABORAUTOKLAV

La-MCS-204, 204 und La-VA-MCS



La-MCS-203 + 204

La-MCS-203 , 204 LA-VA-MCS mit Verriegelung



Kammer : Stahl emailliert,
Deckel : Edelstahl Rostfrei

Für die Sterilisation im gespannten Dampf und Wasser. Ausgestattet mit Manometer, Sicherheitsventil, Ablaßventil, elektrische Beheizung, Mikrocomputer für Zeit und Temperatur über PT-100 Fühler.(Frei wählbar von 0-143/151°C und von 1min bis100 Stunden.) 230V / 1500W

Art. - Nr.:	Typ:	Außenmaß T x B x H mm	Innenmaß D x H mm	Nutzhalt Liter	Gewicht Kg	Max. Druck bar	Max. Temp. ° C
01001	La-MCS-203	360 x 390 x 530	260 x 400	20	27	3	143
01002	La-MCS-204	360 x 390 x 530	260 x 400	20	27	4	151
01005	La-VA-MCS	360 x 392 x 530	260 x 400	20	28	4	151