

LABORAUTOKLAV

LaS, LaS - ECZ , LaM – ECZ



LaM-ECZ

LaS



**Kammer : Stahl emailliert,
Deckel : Edelstahl Rostfrei**

**Für die Sterilisation im gespannten Dampf und Wasser.
Ausgerüstet mit Manometer, Thermometer, Pfeifventil,
Dampfdruckregulierventil und Sicherheitsventil.
Elektrische Beheizung 230V / 2000W**

Art. - Nr.:	Typ:	Außenmaß B x H mm	Innenmaß D x H mm	Nutzhalt Liter	Gewicht Kg	Max. Druck bar	Max. Temp. ° C
01016	LaS-3-13	370 x 445	260 x 260	13	10	3	143
01017	LaS-4-13	370 x 445	260 x 260	13	10	4	151
01018	LaS-3-20	400 x 590	260 x 400	20	12,5	3	143
01019	LaS-4-20	400 x 590	260 x 400	20	12,5	4	151
01022	LaS-3-13-ECZ-J	370 x 460	260 x 260	13	12,5	3	143
01023	LaS-4-13-ECZ-J	370 x 460	260 x 260	13	12,5	4	151
01024	LaS-3-20-ECZ-J	370 x 595	260 x 400	20	15	3	143
01025	LaS-4-20-ECZ-J	370 x 595	260 x 400	20	15	4	151
01028	LaM-3-20-ECZ-J	410 x 595	260 x 400	20	19	3	143
01029	LaM-4-20-ECZ-J	410 x 595	260 x 400	20	19	4	151