



## LABORAUTOKLAV

LaS - MCS , LaM – MCS



LaM-MCS-J

LaS-MCS-J



**Kammer : Stahl emailliert,  
Deckel : Edelstahl Rostfrei**

**Für die Sterilisation im gespannten Dampf und Wasser.  
Ausgestattet mit Manometer, Sicherheitsventil,  
Ablastventil, elektrischer Beheizung, Mikrocomputer  
für Zeit und Temperatur über PT-100 Fühler.  
(Frei wählbar von 0-143/151°C und von 1min bis  
100 Stunden. ) 230V / 2000W**

Art. - Nr.:	Typ:	Außenmaß B x H mm	Innenmaß D x H mm	Nutzhalt Liter	Gewicht Kg	Max. Druck bar	Max. Temp. ° C
01034	LaS-3-13-MCS-J	390 x 395	260 x 260	13	14	3	143
01035	LaS-4-13-MCS-J	390 x 395	260 x 260	13	14	4	151
01036	LaS-3-20-MCS-J	390 x 530	260 x 400	20	16,5	3	143
01037	LaS-4-20-MCS-J	390 x 530	260 x 400	20	16,5	4	151
01032	LaM-3-20-MCS-J	410 x 530	260 x 400	20	20,5	3	143
01033	LaM-4-20-MCS-J	410 x 530	260 x 400	20	20,5	4	151