

=> NEU !!!

Reinstwassersystem Ultra Clear Basic

Die Ultra Clear Basic vereint höchste Wasserqualität mit einem niedrigem Einstandspreis und den günstigen Unterhaltskosten der Ultra Clear Serie. Die Reinstwasserqualität entspricht bzw. übertrifft die bekannten Normen wie ASTM Typ 1, NCCLS Typ 1 und ISO 3696 Typ 1. Optional können eine UV- Lampe und / oder Ultrafiltration Installiert werden.
Typische Anwendungen: AAS, IC, GC, HPLC, Zellkulturen und Mikrobiologie.

Besonderheiten

- Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige, Widerstands- bzw. Leitwertanzeige temperaturkompensiert
- Leitwertkontrolle mit Grenzwerteingabe für Reinstwasser
- Sterilfiltration 0,2 µm
- Zirkulationsmodus mit Tag- und Nachtprogramm zur Schonung einzelner Komponenten während der Nachtzeiten
- Einfacher Modulwechsel durch Steckkupplungssystem mit "Aqua- Stop"
- Sehr leise (unter 42 dB)
- Netzanschluß 220V/50Hz, andere Spannungen ohne Mehrpreis

Technische Daten*: Ultra Clear Basic / Basic UV // Basic plus / Basic UV plus

Reinstwasserleistung bis l/min:	1,5 / 1,5 // 1,2 / 1,2
Widerstand bei 25°C MΩ-cm:	18,2
Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm:	0,055
TOC- Wert ppb:	<20 / <5 // <20 / <5
Endotoxingehalt EU/ml:	- / - // <0,02 / <0,02
Bakterien KbE/ml:	< 1
Partikel Anzahl/ml:	< 1
Maße B/T/H in mm:	340 x 340 x 530

*bei Speisewasser bis 2 bar, Leitfähigkeit < 10 µS/cm, TOC < 50 ppb

Typ	SG- Artikel- Nummer	Preis €
Ultra Clear Basic	# 2001-B	2.650,-
Ultra Clear Basic UV	# 2002-B	3.215,-
Ultra Clear Basic plus	# 2003-B	3.215,-
Ultra Clear Basic UV plus	# 2004-B	3.780,-