

euRO-Tank 30 Liter



Praktisch und komfortabel

- Dieser Tank aus reinstwasserresistentem Polyethylen paßt hervorragend zum Design unserer Umkehr-Osmose-Systeme euRO.
- Er kann sowohl auf dem Labortisch stehend, als auch an der Wand montiert betrieben werden.
- Er verfügt über Anschlüsse für Befüllung, Entnahme für einen Laborspülautomaten auf der Rückseite, sowie Zapfhahn, der je nach Bedarf unten oder in der Mitte placiert werden kann, um eine Reserve für den Spülautomaten zu gewährleisten.
- Eine Niveausteuering mit zwei Schaltpunkten sorgt für automatisches Ein – und Ausschalten der euRO.
- Für eine stufenlose Niveau-Anzeige im Display der euRO steht die Variante mit Niveau-Sensor zur Verfügung.
- Der Tank kann mit weiterem Zubehör gemäß der Tabelle ausgestattet werden.
- Maße in mm: H 530 x B 300 x T 300



Tanks euRO 30 I

euRO-Tank 30 I mit 2 Niveauschaltern, 1 arretierbarem Zapfventil, je 1 Anschluß für ein Reinstwassersystem und 1 Laborspülautomaten

euRO-Tank 30 I mit 1 Niveausensor, 1 arretierbarem Zapfventil, je 1 Anschluß für ein Reinstwassersystem und 1 Laborspülautomaten

Artikel-Nr.: 3314

Artikel-Nr. 3315

Tank-Zubehör	Artikel-Nr.
<i>Belüftungsfiler VF 1 zur Vermeidung von Eintrag von Keimen durch die Belüftung, einschl. Keimsperre im Sicherheitsüberlauf.</i>	33129
<i>CO₂ Falle CT 1 zur Abbindung von CO₂ in der Beatmungsluft.</i>	33128
<i>Förder- und Zirkulationspumpe CP 1, 1,2 l/min gegen 0,8 bar, einschl. Transformator, Geräuschpegel ca. 40 dB(A). In dieser Ausführung kann das Zapfventil in der obersten Position sitzen (bitte angeben). E-Anschluß 230 V/50Hz.</i>	3358
<i>Niveauschalter FLS, als Trockenlaufschutz für die Permeatpumpe</i>	08630
<i>UV – Tankstrahler UV-SL 1 zur Keimreduzierung im Tank, einschl. Zeitschaltuhr zur Vermeidung von Übertemperaturen. E-Anschluß 230 V/50Hz.</i>	2545
<i>Wandhalterung ET30, einschl. Befestigungsmaterial.</i>	3317

Alle Zubehörteile sind komplett montiert, wenn sie bei der Bestellung des Tankes mit bestellt wurden. Bei der Bestellung mehrerer Tanks in verschiedenen Ausführungen bitte angeben welcher Tank mit welcher Ausstattung geliefert werden soll.



SG Wasseraufbereitung und Regenerierstation GmbH

Fahrenberg 8 · D-22885 Barsbüttel

Tel.: 040 / 67 08 68 - 6 · Fax: 040 / 67 08 68 - 44 · Internet: www.sgwater.de · e-mail: info@sgwater.de