

Bereit für jeden Einsatz



*Lässt keine Wünsche offen –
die Umkehr-Osmose-Anlage euRO 7*



Klare Sache – Produkte von SG

Das robuste Multitalent

Dieser kleine Kraftprotz von SG stellt keine hohen Anforderungen an das Rohwasser, trotzdem schafft er Entsalzungsraten größer 96 %. Entweder mit dieser, oder aber mit der optionalen Restentsalzung, ist das Permeat für die meisten analytischen Arbeiten im Labor geeignet. Ein momentan grösserer Bedarf kann durch einen entsprechenden Vorratstank gedeckt werden. Dort steht das Permeat unter Druck; bis 3 bar.

Bei Bedarf an höherwertiger Qualität steht das SG Reinstwassersystem der Serie Ultra Clear zur Verfügung.

Serie euRO 7

Klare Vorteile auf einen Blick:

euRO 7

- Robustheit
- Platzsparend
- Einfache Handhabung
- Große Vorfiltereinheit mit Prüfeinrichtung
- Optionale Restentsalzung durch integrierte MB-Kerze
- Anschlussfertig
- E.-Anschluss von 100 V 50/60 Hz bis 240 V 50/60 Hz *
- Lange Lebensdauer der Membranen durch optimierte Membranspülung
- Wandmontage möglich
- Kein Vordruck erforderlich
- Qualitätskontrolle des Permeats optional auch nach der Restentsalzung

Permeatdrucktank

- Lebensmittelechte Membrane aus PE, doppelt geschweißt
- Permeatdruck bis 3 bar
- Nutzvolumen von 30 l bis 75 l
- Sicherheitssockel für einen optimalen Stand
- Keine Permeatpumpe erforderlich

* Bei Auftragserteilung gewünschte Netzanforderung angeben

Umkehr-Osmose-Anlage euRO 7

Salzrückhalterate ca.	%	ca. 96 – 98
Leistung	l/h	6
Nutzleistung	%	25
E.-Anschluss*	V/Hz/kW	100 – 240 / 50/60 / 0,5
Zul. Wasserdruck min./max	bar	0 – 4
Entnahmedruck	bar	1.5 – 3
Anschluss: Speise-/Abwasser	mm	6/6
Temperatur: Wasser/Luft	°C	+2 bis +35
Abmessungen: H/B/T	mm	520/340/320
Gewicht	kg	25
Artikel-Nr.		3000-1

* Bei Auftragserteilung gewünschte Netzanforderung angeben

Permeatdrucktank

Typ		3333	3334	3335	3336
Nutzvolumen, 1 – 3 bar	l	30	37	60	75
Betriebsdruck	bar	min. 0 – max. 9 (0 – 125 psi)			
Anschluss	"	3/4			
Durchmes./Höhe	mm	410/680	410/820	410/1130	410/1450
Gewicht	kg	7	9	11	14
Artikel-Nr.		3333	3334	3335	3336

Nachbehandlungsset

Artikel-Nr.: 3330



SG Wasseraufbereitung und Regenerierstation GmbH

Fahrenberg 8 · 22885 Barsbüttel

Tel.: 040 / 67 08 68 - 6 · Fax: 040 / 67 08 68 - 44 · Internet: www.sgwater.de · e-mail: info@sgwater.de