

Liquid Handling in Perfektion

SERIEN-PIPETTIEREN MIT HOHER EFFIZIENZ

NEU!



VITLAB
Competence in Labware

Pipettierhelfer für anspruchsvolle Viel-Pipettierer.

Pipettierhelfer VITLAB pipeo®

VITLAB hat sich auf das volumengenaue Dosieren, Titrieren und Pipettieren spezialisiert und bietet ein Programm hoch entwickelter Präzisionsgeräte für vielfältige Liquid Handling Anwendungen.

Mit dem neuen Pipettierhelfer VITLAB pipeo® geht das Pipettieren sehr leicht von der Hand. Dafür sorgen der ergonomische Griff, das geringe Gewicht mit ca. 190 g und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung. Mit einer Hand lässt sich die Pipettiergeschwindigkeit über zwei

Knöpfe stufenlos und sehr exakt einstellen. Eine 50 ml Pipette ist in weniger als zehn Sekunden angenehm leise gefüllt. Die Flüssigkeitsabgabe erfolgt wahlweise mit freiem Ablauf bei auf „Ex“ justierten Pipetten oder durch Motorkraft.

Um Überraschungen zu vermeiden, wechselt die LED ca. zwei Stunden bevor der Akku nachgeladen werden muss, von grün zu rot. Während der Ladezeit kann mit dem VITLAB pipeo® weitergearbeitet werden.



The image shows a white and red pipetting aid device, the VITLAB pipeo. It has a ergonomic handle with a textured grip. The device is shown with a red pipette tip attached. The VITLAB pipeo logo is visible on the side of the device. The background is a solid blue color.

Lade-Anzeige (LED)

Batteriefachdeckel

Modus-Auswahl (freier Ablauf/Ausblasen)

Ein-Hand-Bedienung

Direktes Ausleiten von Flüssigkeitsdämpfen

Adapter für festen Sitz der Pipetten von 0,1 bis 100 ml

Pipettiertasten

Art.-Nr.	
Pipettierhelfer VITLAB pipeo®	
1631500	VITLAB pipeo® mit Ladegerät Europa (Kontinent) 230 V/50 Hz
1631510	VITLAB pipeo® mit Ladegerät UK/Irland 230 V/50 Hz
1631520	VITLAB pipeo® mit Ladegerät Australien 240 V/50 Hz
1631530	VITLAB pipeo® mit Ladegerät Japan 100 V/50 Hz

Ersatzteile auf Anfrage.