


Heißextraktion nach Randall

bis zu 5 mal schneller als die herkömmliche Soxhlet-Extraktion



Die schnellere Extraktion

Geräte für die Heißextraktion nach Randall



Eintauchen

Waschen

Trocknen



E1

Manuelle Apparaturen für die Heißextraktion nach Randall. Bis zu 5 mal schneller als die herkömmliche Soxhlet-Extraktion. Inkl. 25 Extraktionshülsen, 100 ml.

- Optimale Sicherheit durch verschraubte Extraktionseinheiten

Mehrplatz-Extraktionseinheiten:

- Jede Extraktionshülse mit Probe einzeln beweglich
- Der Anwender kann alle Extraktionseinheiten mit einem Hebel gemeinsam in die Heizmulden absenken bzw. hochfahren
- Sicherheitsscheibe bietet zusätzlich Schutz

Lieferbar in 3 Versionen:

Manuelle Apparaturen nach Randall und Zubehör

Typ	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
E 1	Ein Probenplatz	B00218450
E 4	Vier individuell regelbare Probenplätze	B00218451
E 6	Sechs individuell regelbare Probenplätze	B00218452
EB 75	Extraktionsbecher	B00231976
EX 33 HS	Extraktionshülsen, 33 x 80 mm, 25 Stück	B00217982

Technische Daten E4

Abmessungen (H x B x T)	ca. 81 x 55 x 63 cm
Gewicht	ca. 32 kg
Nennspannung	230 VAC/50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1500 W



behr Labor-Technik GmbH • Spangerstraße 8 • D – 40599 Düsseldorf
 Tel.: (+49) (0) 211-7484717 • Fax: (+49) (0) 211-7484748
 eMail: info@behr-labor.com • Internet: www.behr-labor.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

