

HEBEBÜHNEN

für Ihr Labor

LAB JACKS

for your lab

SUPPORT ELEVATEUR

pour votre laboratoire

ELEVADORES DE LABORATORIO

para vuestro laboratorio



■ HEBEBÜHNEN

Unser Sortiment Hebebühnen umfasst alle gängigen Größen für den Einsatz im Labor. Wir fertigen die Hebebühnen in verschiedenen Versionen:

- EDELSTAHL
- ALUMINIUM lackiert (chemikalienbeständige EPOXI-PULVER Beschichtung)
- ALUMINIUM eloxiert

■ LAB JACKS

Our assortment of lab jacks includes all common sizes for the use in the laboratory. We manufacture lab jacks in different types:

- STAINLESS STEEL.
- ALUMINIUM furnished (chemical resisting EPOXI-POWDER coating).
- ALUMINIUM anodized

■ SUPPORT ELEVATEUR

Notre programme comprend toutes les tailles usuelles pour l'emploi en laboratoire. Différents versions sont à votre disposition:

- En ACIER INOXYDABLE
- En ALUMINIUM peint (peinture pulvérisée EPOXI, résistante aux produits chimiques courants)
- En ALUMINIUM éloxé

■ ELEVADORES DE LABORATORIO

Nuestro surtido de elevadores de laboratorio incluye todos los tamaños de uso habitual en el laboratorio. Fabricamos varios modelos diferentes:

- ACERO INOXIDABLE
- ALUMINIO pintado (recubrimiento de polvo de EPOXI químicamente resistente)
- ALUMINIO anodizado

■ Hebebühnen, 18/10 STAHL

Aus 18/10 Stahl gefertigt, DIN 12897

Typ 1: Mit Stellrad

Typ 2: Mit Stellrad für Ratsche (Bitte Ratsche separat bestellen)

■ Lab-Jacks, 18/10 stainless steel

Manufactured out of stainless steel, DIN 12897

Type 1: with adjusting wheel

Type 2: with adjusting wheel for ratchet (Please order ratchet separately)

■ Supports élévateurs acier 18/10

Tout inox, DIN 12897

Type 1: avec bouton de réglage

Type 2: avec embout de réglage pour clé à cliquet (clé à cliquet à commander séparément)

■ Elevador de laboratorio, acero inox 18/10

Fabricado en acero inoxidable, DIN 12897

Modelo 1: Con rueda de ajuste

Modelo 2: Con rueda para trinquete

■ Hebebühnen, Aluminium

Grün, EPOXI Pulver beschichtet, DIN 12897

Typ 1: Mit Stellrad

Typ 2: Mit Stellrad für Ratsche (Bitte Ratsche separat bestellen)

■ Lab-Jacks, aluminium

Green, EPOXI powder coated, DIN 12897,

Type 1: with adjusting wheel

Type 2: with adjusting wheel for ratchet (Please order ratchet separately)

■ Supports élévateurs, aluminium

Verte, peinture EPOXI pulvérisée, DIN 12897,

Type 1: avec bouton de réglage

Type 2: avec embout de réglage pour clé à cliquet (clé à cliquet à commander séparément)

■ Elevador de laboratorio, aluminio

Verde, recubierto de pintura EPOXI, DIN 12897

Modelo 1: Con rueda de ajuste


Modelo 2: Con rueda para trinquete




Typ 1





Typ 1



Typ 2



Typ 2



Material	A	B	C _{MIN}	C _{MAX}	Kg/ MAX dyn	Kg/ MAX stat	Typ	Artikel Nr.
18/10-STAHL	100	100	55	120	5	10	1	11115
18/10-STAHL	160	130	60	275	7	30	1	11120
18/10-STAHL	200	200	60	275	7	30	1	11130
18/10-STAHL	240	240	60	275	7	30	1	11140
18/10-STAHL	300	300	130	470	12	60	2	11180
18/10-STAHL	400	400	130	470	15	60	2	11190
Ratsche/Ratchet/Clé à cliquet/Trinquete								11088

Material	A	B	C _{MIN}	C _{MAX}	Kg/ MAX dyn	Kg/ MAX stat	Typ	Artikel Nr.
ALU-GRÜN	100	100	55	120	5	10	1	11015
ALU-GRÜN	160	130	60	275	7	30	1	11020
ALU-GRÜN	200	200	60	275	7	30	1	11030
ALU-GRÜN	240	240	60	275	7	30	1	11040
ALU-GRÜN	300	300	130	470	12	60	2	11080
ALU-GRÜN	400	400	130	470	15	60	2	11090
Ratsche/Ratchet/Clé à cliquet/Trinquete								11088

■ Hebebühnen, Aluminium eloxiert

Blau, DIN 12897

Typ 1: Mit Stellrad

Typ 2: Mit Stellrad für Ratsche (Bitte Ratsche separat bestellen)

■ Lab-Jacks, aluminium anodized

Blue, DIN 12897

Type 1: with adjusting wheel

Type 2: with adjusting wheel for ratchet (Please order ratchet separately)

■ Supports élévateurs, aluminium anodisés

Couleur bleu, DIN 12897

Type 1: avec bouton de réglage

Type 2: avec embout de réglage pour clé à cliquet (clé à cliquet à commander séparément)

■ Elevador de laboratorio, aluminio anodizado

Azul, DIN 12897

Modelo 1: Con rueda de ajuste



Modelo 2: Con rueda para trinquete



Typ 1



Typ 2



Material	A	B	C/MIN	C/MAX	Kg/ MAX dyn	Kg/ MAX stat	Typ	Artikel Nr.
ALU-ELOXIERT	100	100	55	120	5	10	1	11016
ALU-ELOXIERT	160	130	60	275	7	30	1	11021
ALU-ELOXIERT	200	200	60	275	7	30	1	11031
ALU-ELOXIERT	240	240	60	275	7	30	1	11041
ALU-ELOXIERT	300	300	130	470	12	60	2	11081
ALU-ELOXIERT	400	400	130	470	15	60	2	11091
Ratsche/Ratchet/Clé à cliquet/Trinquete								11088

■ Hebebühnen MAXI, 18/10-STAHL

Komplett aus 18/10 Stahl, + 30% mehr Höhe. Mit Stellrad.

■ Lab Jacks MAXI, 18/10 stainless steel



Out of stainless steel, + 30% more height. With adjusting wheel.

■ Elévateurs MAXI, acier inox 18/10

En acier inoxydable, + 30% de hauteur. Avec roue de réglage.

■ Elevadores MAXI acero inoxidable 18/10

30% más de altitud, completamente en acero inoxidable. Con rueda de ajuste.



Material	A	B	C/MIN	C/MAX	Kg/ MAX dyn	Kg/ MAX stat	Artikel Nr.
18/10-STAHL	160	130	75	400	7	30	11122
18/10-STAHL	200	200	75	400	7	30	11132

Andere Größen auf Anfrage

Other sizes on request

Différentes dimensions a la demande

Otros tamanos sobre pedido

■ Hebebühnen MAXI Aluminium

Alu Grün, EPOXI Pulver beschichtet, + 30% mehr Höhe
Mit Stellrad.

■ Hebebühnen MAXI aluminium


Green, epoxi powder coated + 30% more height
With adjusting wheel.

■ Elévateur MAXI, aluminium

Verte, peinture epoxi pulvérisée, + 30% de hauteur
Avec roue de réglage.

■ Elevadores MAXI, aluminio

30% más de altitud, color verde, recubierto de pintura EPOXI
Con rueda de ajuste.



Material	A	B	C/MIN	C/MAX	Kg/ MAX dyn	Kg/ MAX stat	Artikel Nr.
ALU-GRÜN	160	130	75	400	7	30	11022
ALU-GRÜN	200	200	75	400	7	30	11032

Andere Größen auf Anfrage

Other sizes on request

Différentes dimensions a la demande

Otros tamanos sobre pedido

■ Gabelhubwagen, hydraulisch

Edelstahl, Nylonräder und Gabelrollen

■ Pallet truck, hydraulic

Stainless steel, Nylon steering wheels and fork rollers

■ Chariot élévateur à fourche, hydraulique

Acier inox, Roues en nylon

■ Transpalet hidráulico

Acero inox, ruedas de nylon



Material	A	B	C	Kg/MAX	Artikel Nr.
18/10-STAHL	1150	520	85	2000	11111

■ Hubwagen, hydraulisch

Mit Fußpumpe, 2 Lenkrollen und Bremse

Typ 1: Standard

Typ 2: Tischplatte Edelstahl

■ Lift truck, hydraulic

With foot pump, 2 steering rolls and brake.

Type 1: Standard

Type 2: Table made out of stainless steel

■ Chariot élévateur, hydraulique

Élévation par pompe à pied, 2 roues mobiles et freins.

Typ 1: Standard

Typ 2: Tableau en acier inox

■ Carro elevador hidráulico

Con bomba de pedal, 2 ruedas directrices y freno.

Modelo 1: standard

Modelo 2: plataforma de acero inox



Material	A	B	C/Min	C/MAX	Kg/MAX	Typ	Artikel Nr.
STAHL	800	500	280	900	300	1	11100
18/10-STAHL+STAHL	800	500	280	900	300	2	11105

■ Flachpalette, Edelstahl

4 Füße und 6 Sprossen

Für Hubwagen Nr. 11111

■ Palette, stainless steel

with 4 feet and 6 bars

For pallet truck no. 11111

■ Palette, acier inox

4 pieds et 6 barreaux

Pour chariot no. 11111

■ Paleta, acero inoxidable

4 apoyos, 6 bars

Para transpalet código 11111



Material	A	B	C	Kg/MAX	Artikel Nr.
18/10-STAHL	1200	800	150	1000	11114