

SCHEREN & MESSER

für den Einsatz im Labor

SCISSORS & KNIVES

for the use in laboratories

CISEAUX & COUTEAUX

pour être utilisés en laboratoires

TIJERAS & CUCHILLOS

para utilización en laboratorios



■ SCHEREN & MESSER

- Das Programm Schneidwerkzeuge bestehend aus Scheren und Messern wurde für den Gebrauch im Labor ausgewählt.
- Die Produkte sind handlich und robust zugleich.
- Alle Scheren und Messer sind aus rostfreiem gehärteten Stahl gefertigt.

■ SCISSORS & KNIVES

- The product line of cutting tools contents scissors and knives, which are selected for the use in the laboratory.
- The handling of the products is very comfortable.
- All scissors and knives are made of hardened stainless steel.


■ CISEAUX & COUTEAUX

- Le programme d'instruments comprend des ciseaux et des couteaux adaptés à la demande en laboratoire.
- Les produits sont pratiques et robustes en même temps.
- Tous les ciseaux et couteaux sont en acier inoxydable magnétique.

■ TIJERAS & CUCHILLOS

- Nuestro programa de instrumentos incluye tijeras y cuchillos adaptados a las demandas del laboratorio.
- Nuestros productos son prácticos y robustos al mismo tiempo.
- Todas las tijeras y cuchillos son de acero inoxidable magnético.

- Laborscheren mit Kunststoffgriff
- Laboratory scissor with plastic handle
- Ciseaux avec yeux plastifiés
- Tijeras ojos plastificados



Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	130	50	2	4020
ROSTFREI	150	70	2	4021
ROSTFREI	200	100	2	4022
ROSTFREI	250	120	2	4023

■ Mikroskopierverscheren

Schere gerade (4070) und gebogen (4071)

■ Scissors microscopy


Scissor straight (4070) and bent (4071)

■ Ciseaux pour microscopie

Ciseaux droits (4070) et courbes (4071)

■ Tijeras para microscopía

Tijeras rectas (4070) y curvas (4071)




Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	100	25	3	4070
ROSTFREI	100	30	3	4071

■ Mikroskopierverscheren gerade

■ Scissors microscopy straight


■ Ciseaux microscopie droits

■ Tijeras para microscopía rectas



Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	115	35	3	4080

- Laborscheren
- Laboratory scissors
- Ciseaux laboratoire
- Tijeras laboratorio



Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	100	30	2	4000
ROSTFREI	115	45	2	4001
ROSTFREI	130	50	2	4002
ROSTFREI	145	60	2	4003
ROSTFREI	150	60	2	4004
ROSTFREI	165	70	2	4005
ROSTFREI	180	80	2	4006

■ Universalscheren

Mit Kunststoffgriff, bis max 145°C temperaturbeständig

■ Universal scissors


With plastic handle, up to max 145°C temperature resistant

■ Ciseaux universels

Avec yeux plastiques, jusqu' à 145°C max. résistant

■ Tijeras universales

Con ojos de plástico, resistentes hasta max. 145°C



Material	A	a	Artikel Nr.
ROSTFREI	200	70	4150
ROSTFREI	180	60	4151
ROSTFREI	230	70	4154

- **Verbandscheren**
- **Dressing scissors**
- **Ciseaux de laboratoire**
- **Tijeras de laboratorio**



Typ 2




Typ 3



Typ 1




Typ 3




Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	130	40	2	4100
ROSTFREI	145	45	2	4101
ROSTFREI	160	55	2	4102
ROSTFREI	130	40	3	4103
ROSTFREI	145	45	3	4104
ROSTFREI	160	55	3	4105
ROSTFREI	130	40	1	4106
ROSTFREI	145	45	1	4107
ROSTFREI	160	55	1	4108
TITAN	140	45	3	4109

- **Rezepturschere**
Mit Stopfenheber
- **Laboratory scissor**
With stopper lifter
- **Ciseau de laboratoire**
Avec relève bouchon
- **Tijeras de laboratorio**
Con saca tapones



Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	150	65	2	4200

- **Papierscheren**
- **Paper scissors**
- **Ciseaux à papier**
- **Tijeras para papel**



Material	A	a	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	175	80	3	4160
ROSTFREI	200	95	3	4161
ROSTFREI	225	110	3	4162
ROSTFREI	250	135	3	4163
ROSTFREI	275	150	3	4164
ROSTFREI	300	170	3	4165

■ Allzweckschere mit Kunststoffgriff

Griff verstellbar für jede Handgröße
 2 Komponenten-Griff: PP + TPR
 Schere gefertigt aus 4 mm Stainless Steel (HRC 50-54)
 Scherenöffnung mit Verschluss
 Metallkern

Schneidekapazität:

Alu-Blech: 1 mm
 Plastik-Tafeln: 3 mm
 Messingblech (weiche Qualität): 4 mm
 Leder & Karton/Pappe: 5 mm

■ Universal scissor with plastic handle

Adjustable Knob: adjustable to fit any hand comfortability
 Two Components Handles: made of PP + TPR
 Hanging hole: easy to carry
 Blades made of 4 mm stainless steel (HRC 50-54)
 Serrated blade for gripping materials
 Metalheart

Shearing capacity:

Aluminium board: 1 mm
 Plastic board: 3 mm
 Brass plate (non-hardened): 4 mm
 Leather & cardboard: 5 mm

■ Ciseaux universels avec poignée plastifiée

Poignée ajustable à tout type de main
 Deux composants: fabriquée de PP + TPR
 Oeillet d'accrochage
 Corps en acier inox (HRC 50-54), épaisseur 4 mm
 Lames dentelées
 Blocage en position fermé

Capacité de coupe:

Tôle aluminium: 1 mm
 Feuille plastique: 3 mm
 Tôle laiton (qualité malléable): 4 mm
 Cuir & carton: 5 mm

■ Tijeras universales con empuñadura plastificada

Mango ajustable: para todo tipo de manos
 Mango de dos componentes: fabricado de PP + TPR
 Agujero para colgar o llevar
 Hojas de acero inoxidable 4 mm (HRC 50-54)
 Hojas serradas
 Interior metálico

Capacidad de corte:

Tablero de aluminio: 1 mm
 Tablero de plástico: 3 mm
 Tablero de latón (no muy duro): 4 mm
 Cuero & cartón: 5 mm



Material	A	a	Artikel Nr.
ROSTFREI	210	50	4251

■ Allesschneider / Universalschere

Kunststoffgriff

■ Universal scissor

Plastic handle

■ Ciseau universel

Poignées plastifiées

■ Tijeras universales

Empuñadura plastificada



Material	A	a	Artikel Nr.
ROSTFREI	190	40	4250

■ Schlauchschere

Schneidet Schläuche bis 10 mm, Griff aus PP

■ Scissor for cutting tubes

Cuts tubes until 10 mm, handle made of PP

■ Ciseaux coupe tube

Coupes du tube jusqu'à 10 mm, manche en PP

■ Tijeras para cortar tubo

Corta tubo hasta 10 mm, mango de PP



Material	A	a	Artikel Nr.
18/10 STAHL/PP	125	40	4252

■ **Messer mit Holzgriff**

Zusammenklappbar
Mit Haken zum Aufhängen

■ **Knife with wooden handle**

Collapsible
With hook to hang up

■ **Couteau avec manche en bois**

Pliant
Avec œillet d'accrochage

■ **Cuchillo con mango de madera**

Abatible
Riñonera incluida




Material	A	a	Artikel Nr.
ROSTFREI	100	83	12230

■ **Labormesser mit Holzgriff**

■ **Laboratory knife with wooden handle**

■ **Couteau de laboratoire avec manche en bois**

■ **Cuchillo de laboratorio, mango de madera**



Material	A	a	Artikel Nr.
ROSTFREI	180	85	12220

■ **Labormesser**

5 Teile, Alu- (2) oder Edelstahlgriff (1)

■ **Laboratory knives**

5 parts, alu handle (2) or stainless steel handle (1)

■ **Couteau de laboratoire**

5 outils, corps alu (2) ou acier inox (1)

■ **Navaja multiusos de laboratorio**

5 herramientas, cuerpo de alu (2) o acero inox (1)



Typ 1



Typ 2

Material	A	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	90	2	12260
ROSTFREI	70	1	12261

■ **Multifunktionszange 18/10 Stahl**

9 Teile
Inklusive Gürteltasche

■ **Multipurpose plier 18/10 stainless steel**


9 pieces
Including belt bag

■ **Pince de fonctions multiples acier inox 18/10**

9 pièces
Pochette inclus

■ **Pinza multifunción 18/10 acero inoxidable**

9 piezas
Rinonera incluido



Material	A	Artikel Nr.
18/10 STAHL	100	12240

■ **Skalpelli für leichte Beanspruchung, nicht steril**

Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol
Klinge montiert
Ersatzklingen erhältlich
Klingen untereinander austauschbar

■ **Scalpel for easy demands, not sterile**

Manufactured out of impact-resistant polystyrene
Mounted blade
Spare part blades available
Blades exchangeable under each other

■ **Bistouris pour petits travaux, non stériles**

Manche en polystyrène
Livré avec une lame
Lames de remplacement disponibles
Lames interchangeables

■ **Bisturí para uso sencillo, non estériles**

Fabricado de poliestireno resistente a golpes
Hoja montada
Hojas de sustitución disponibles
Hojas intercambiables entre ellos



Material	A	Typ	Artikel Nr.
POLYSTYROL	150	1	12640
STAHL	0,40	1	12645
POLYSTYROL	150	2	12641
STAHL	0,40	2	12646
POLYSTYROL	150	3	12642
STAHL	0,40	3	12647

■ **Skalpelli mit Griff**

Typ 1: Griff Holz
Typ 2: Griff Rostfrei

■ **Scalpel with handle**

Type 1: Handle wood
Type 2: Handle stainless steel

■ **Bistouris avec manche**

Type 1: Manche bois
Type 2: Manche acier inox

■ **Escalpelos con mango**

Modelo 1: Mango madera
Modelo 2: Mango acero inox



Material	A	Typ	Artikel Nr.
ROSTFREI	150	1	12675
ROSTFREI	150	2	12676