



### Infrarotbrenner IRB 1

Kompaktes Laborheizgerät für schnelles Erhitzen

**Heizleistung:** 250 W - max. 750°C  
**Brennerfläche:** 60 x 60 mm

**Lieferumfang Grundgerät:**  
 Basisgerät mit Auflagekreuz

**Nr. 6060 000 (230 V)**  
**Nr. 6061 000 (115 V)**

#### Zubehör:

- ❶ Leistungsregler LR 1 ..... Nr. 6070 000
- ❷ Stativhalterung ..... Nr. 0012 164

#### Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V oder 115 V, 50/60 Hz  
 Heizleistung: 250 W  
 Außenmaße (BxTxH): 100 x 100 x 100 mm  
 Gewicht: 0,8 kg



### Infrarotbrenner IRB 2

Regelbares Laborheizgerät für größere Probemengen

**Heizleistung:** 800 W - max. 900°C  
**Brennerfläche:** 100 x 100 mm  
**Leistungsregler:** stufenlos für Stromaufnahme zw. 0 - 100 %

**Lieferumfang Grundgerät:**  
 Basisgerät mit eingebautem Leistungsregler; Auflagekreuz

**Nr. 6063 000**

#### Zubehör:

- ❷ Stativhalterung ..... Nr. 0012 164

#### Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V, 50/60 Hz  
 Heizleistung: 800 W  
 Außenmaße (BxTxH): 150 x 150 x 150 mm  
 Gewicht: 2,25 kg



### Infrarotbrenner IRB 6

Modulares Laborheizgerät mit 6 IRB 1 in einem Gehäuse mit 6 Leistungsreglern. Jede Heizstelle einzeln verwendbar und regelbar.

**Heizleistung:** 6 x 250 W - jew. max. 750°C  
**Brennerflächen:** 60 x 60 mm  
**Leistungsregler:** 6 Regler für Stromaufnahme (0-100%)

**Lieferumfang Grundgerät:**  
 6 x IRB 1 mit Auflagekreuzen; 1 x Leistungsregler LR 6

**Nr. 9066 000**

#### Zubehör:

- ❸ Stativgestell ..... Nr. 0052 060
- ❹ PVC-Schiene für Stativgestell ... Nr. 0052 091

#### Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V, 50/60 Hz  
 Heizleistung: max. 1500 W  
 Außenmaße (BxTxH): 697 x 305 x 122 mm  
 Gewicht: 9 kg

## INFRAROTBRENNER



### Zubehör für Infrarotbrenner



#### ❶ Leistungsregler LR 1


passend zu IRB 1 - zur stufenlosen Regelung der Stromaufnahme zwischen 0 - 100%

**Nr. 6070 000**

#### ❷ Stativhalter

passend zu IRB 1 und IRB 2 - Edelstahlstab zum Einbau der Brenner in ein Stativ. Länge ca. 13 cm

**Nr. 0012 164**



#### ❸ Stativgestell

passend zu IRB 6 - Rahmengestell mit 6 Stativstangen (Edelstahl). Länge der Strangen ca. 75 cm. (ohne PVC-Schienen und Halteklammern für Gefäße)

**Nr. 0052 060**

#### ❹ PVC-Schiene für Stativgestell IRB 6

Zur Befestigung von Halteklammern für Glasgefäße

**Nr. 0052 091**

Halteklammern für PVC-Schiene

Ø D50 (NS 45) - mit Abstand, z.B. für Soxhlet

Ø D32 (NS 29) - mit Abstand

Ø D20 (NS 19) - mit Abstand

Ø D32 (NS 29) - ohne Abstand, z.B. für Rundkolben

Ø D25 (NS 45) - ohne Abstand

**Nr. 0001 140**

**Nr. 0001 138**

**Nr. 0001 136**

**Nr. 0000 790**

**Nr. 0000 789**