



## Vielkolbenschüttler VKS 75 control oder

Robuster Großschüttler für hohe Beladungen im Langzeitbetrieb  
(nur für Bodenbetrieb)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Schüttelbewegung:</b> | <b>Modell A control: kreisend</b><br><b>Modell B control: hin + her</b> |
| <b>Schüttelfläche:</b>   | <b>760 x 600 mm</b>   |
| <b>Max. Beladung:</b>    | <b>75 kg</b>  |
| <b>Schüttelfrequenz:</b> | <b>40 - 200 min<sup>-1</sup></b>  |
| <b>Schüttel-Hub:</b>     | <b>26 mm, 50 bzw. 36/60/80 mm</b>                                       |
| <b>Zeitschaltuhr:</b>    | <b>1 min - 30 h / Dauerbetrieb</b>                                      |

### Lieferumfang Grundgerät:

Basisgerät **ohne Schwingplatte**, ohne Aufsatzgestell.  
Mit Digitalanzeige (Soll-/Istwerte) und programmierbarer Steuerung

**VKS 75 A control: Nr. 6111 000**

**VKS 75 B control: Nr. 6112 000**

### Lieferbare Aufsätze / Zubehör:

- 1 Schwingplatte VKS (1-etagig) ..... Nr. 0052 070**
- 2 Aufsatzgestell Combifix VKS, Set A ..... Nr. 0051 487**
- 3 Aufsatzgestell Combifix VKS, Set B ..... Nr. 0051 488**
- 4 Aufsatzgestell Combifix VKS, Set C ..... Nr. 0051 489**
- 5 Universaltablar VKS ..... Nr. 0051 474**
- 6 3-etagiger Aufsatz VKS ..... Nr. 0052 067**
- 7 Aufsatz VKS „Gigant“ ..... Nr. 0052 068**

Zubehör siehe Seite 22

### Beladungsmöglichkeiten:

Erlenmeyerkolben 500ml: 40 Stück pro Etage  
Erlenmeyerkolben 2000ml: 12 Stück pro Etage  
Scheidetrichter 1000ml: 6 Stück pro Etage  
Weitere Beladungsmöglichkeiten siehe Seite 23



### Technische Daten:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Drehzahl-Regelbereich:   | 40 - 200 min <sup>-1</sup> , stufenlos                   |
| Hub (Schüttelamplitude): | 26 mm Modell A, 50 mm Modell B (Option: 36, 60, 80 mm)   |
| Max. Beladung:           | 75 kg  |
| Zeitschaltuhr:           | 1 min bis 30 h oder Dauerbetrieb                         |
| Anschlusswerte:          | 230 V oder 115V, 50/60 Hz (bei Bestellung bitte angeben) |
| Schutzart:               | IP 21  |
| Wärmeabgabe:             | ca. 18 W   |
| Umgebungstemperatur:     | 5 °C bis 50 °C   |
| Zulässige Feuchte:       | ~ 85 %   |
| Abmessungen (BxTxH):     | 1045 x 840 x 270 mm                                      |
| Gewicht:                 | 114 kg   |

### Optionen:

- VKS 75 B control ist auch lieferbar mit Hub 36, 60 und 80 mm (Bitte bei Bestellung angeben - Nachrüstung nur im Werk möglich)

# GROSSSCHÜTTLER

## Zubehör/Aufsätze für Großschüttler

### 1 Schwingplatte VKS (1-etagig)

Zur Befestigung von 2 3 4 5 erforderlich.

Nr. 0052 070



### 2 Aufsatzgestell Combifix VKS, Set A

Nr. 0051 487



### 3 Aufsatzgestell Combifix VKS, Set B

Nr. 0051 488



### 4 Aufsatzgestell Combifix VKS, Set C

Nr. 0051 489



### 5 Universaltablar VKS

Nr. 0051 474

### 6 3-etagiges Aufsatzgestell VKS

Nr. 0052 067



Alternativ:

### 7 Aufsatz VKS „Gigant“

Nr. 0052 068

Beschreibung der Aufsätze siehe Seite 20/21